



Orthopädietechnik digital

Werkzeuge

**Servicefertigung**

Hilfsmittel

**Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit!**



LinkedIn TPlus

**TPlus** ist eine Marke der  
**Häussler** Technische Orthopädie GmbH  
Jägerstraße 6  
89081 Ulm

Telefon 0731 14002-0  
Mail [info@to-plus.de](mailto:info@to-plus.de)

Weitere  
Informationen  
über TPlus ▶




[www.to-plus.de](http://www.to-plus.de)

0-02.05.2024 - Bildnachweis: Sanitätshaus Häussler, Steffen Matyssek

## DHS-ORTHESE

Individuelle Zervikalorthese  
bei Dropped Head Syndrom



**Informationen  
für Sanitätshäuser**

# DHS-ORTHESE

## Individuelle Zervikalorthese bei Dropped Head Syndrom

Das innovative Hilfsmittelsystem DHS-Orthese entlastet den Patienten in seinem Alltag durch eine stufenlos regelbare Kraftunterstützung der Kopfhaltfunktion. Durch die Stabilisierung des Rückens wird die Körperhaltung aufrechter und das Anheben des Kopfes wird erleichtert.

Für die nötige Kraftunterstützung sorgt das integrierte Federgelenk DYNA 35 (Heinrich Caroli GmbH) im Rückenteil der Orthese. Weitere Funktionselemente gewährleisten den Erhalt einer gewissen Bewegungsfreiheit. Das Drehen und Senken des Kopfes ist damit (den individuellen Möglichkeiten des Patienten entsprechend) trotz Orthese weiterhin möglich.

Das Hilfsmittel wird als Sonderanfertigung nach neuestem Stand der Technik gefertigt. Alle individuellen Elemente der Orthese werden digital konstruiert und im 3D-Druck Verfahren hergestellt.

### Mögliche Indikationen:

- Isolated neck extensor myopathy
- Parkinson
- Myasthenia gravis
- Amyotrophe Lateralklerose (ALS)

### Verordnungsvorschlag:

Krankenkasse bzw. Kostenträger		Mitt. vom 01.01.2017 bis 31.12.2017		Arzt-Nr. / 12	
Name, Vorname des Versicherten		geb. am		Geburtsort	
Krankensigeltrennung		Werkstätten-Nr.		Status	
Berufskategorie-Nr.		Arzt-Nr.		Ordnung	
Rp, (Bitte Lesartenne durchschneiden)		Vertragstypen			
Individuelle Zervikalorthese zur Unterstützung der Kopfhaltfunktion					
Diagnose: Dropped Head Syndrom					
biber		Abgabedatum: in der Apotheke		Unserdruck des Arztes: Muster 18 (01/2017)	
Bei Arbeitsunfall ersatzlos		Unfallbetrieb oder Arbeitgebernummer			

## Eigenschaften der DHS-Orthese

Kopfhaltfunktion über  
individuelles Stirnband

Maximaler Erhalt  
der Halskinematik

Bequeme Größenanpassung  
über Drehradverschluss

Stufenlose Regelbarkeit  
der Kraftunterstützung über  
integriertes Federgelenk



### Ablauf einer Servicefertigung

1. Kontaktieren Sie uns für ein Fallgespräch
2. Wir senden Ihnen eine Musterorthese zur unverbindlichen Testung zu.
3. Sie stellen einen Kostenvoranschlag an die Krankenkasse des Patienten. Wir unterstützen Sie hierbei sehr gerne.
4. Sie beauftragen uns mit der Herstellung der DHS-Orthese. Hierfür benötigen wir einen 3D-Scan des Kopfes Ihres Patienten.
5. Wir liefern Ihnen innerhalb von 3 Wochen die fertiggestellte DHS-Orthese. **Anprobe und Abgabe erfolgen in Ihrem Betrieb.**